

เตาให้ความร้อนควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Laboratory Hot plate

Brand : ESD Model : HD-300

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Analog on-off thermostat
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 300 °C
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดเครื่อง 150 x 230 x 160 mm
- แผ่นนำความร้อน อลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 cm
- เดินสายไฟฟ้าภายในด้วยสาย silicone ทนความร้อน
- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1 ปี
- ผลิตภัณ์ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

