

เตาให้ความร้อนแบบหลายตำแหน่งสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Laboratory Multi Hot plate

Brand : ESD Model : HD-3420

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Analog on-off thermostat
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 420 °C
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดเครื่อง 450 x 210 x 130 mm
- แผ่นนำความร้อน cast-iron ขนาดศูนย์กลาง 90 mm จำนวน 3ชุด
- ฮีทเตอร์ให้ความร้อน ขนาด 500 วัตต์ /ชุด
- เดินสายไฟฟ้าภายในด้วยสาย silicone ทนความร้อน
- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1ปี
- ผลิตกันซ์ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

