

เตาให้ความร้อนสูงสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Laboratory Hot plate

Brand : ESD Model : HD-F20

#### คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital on-off
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 650 °C
- สามารถตั้งเวลาได้
- จอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิทัล LED
- มีระบบป้องกัน เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ ระบบตัดไฟอัตโนมัติ

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- แผ่นนำความร้อน Microcrystal ceramic ทนกรด ทนด่าง
- ฮีทเตอร์ให้ความร้อน ขนาด 1800 วัตต์
- พื้นที่ใช้งาน 20 cm
- แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1ปี
- ผลิตภัณท์ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

