

อ่างน้ำร้อนสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Laboratory and Medical Water bath

Brand : ESD Model : WTT-D32

#### คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Microprocessor on-off Controller ให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง
- แสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข ดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- ค่าความแม่นยำ +1 °C
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 °C ถึง 100 °C ใช้งานง่าย สะดวก
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- มีระบบป้องกันอุณหภูมิเกินเครื่องตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิจริงสูงกว่าที่อุณหภูมิที่ตั้งไว้เกิน
- สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ 99 ชั่วโมง
- มีระบบป้องกันฮีตเตอร์เมื่อน้ำแห้งด้วย Thermostat
- มีระบบป้องกันการทำงานเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ

#### คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดความจุ 32 ลิตร พร้อมตะแกรงรองกันอ่าง
- วัสดุภายนอกทำด้วยเหล็กพ่นสี (Powder coat) อ่างน้ำทำจากสแตนเลส 1.2 mm พร้อมฝาजू
- ฮีตเตอร์ให้ความร้อน ขนาด 2500 วัตต์ ติดตั้งภายในอ่าง ลดการสูญเสียพลังงาน
- ขนาดถังน้ำภายใน 30x70x16cm
- ใช้ไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1 ปี
- ผลิตภัณฑผลิตในประเทศไทย ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

#### อุปกรณ์เสริม

- ฝาแบน 12หลุม
- ฝาปิดแบบวงแหวน
- แคลมป์สี่คอขวด
- ป้อนน้ำหมุนเวียน

