

อ่างน้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียนสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Laboratory and Medical Cooling bath

Brand : ESD Model : WC-D15

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital on-off Controller
- แสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข ดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ตั้งแต่ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง 5 °C - 4 °C
- ขดลวดทำความเย็น อยู่ภายในถัง
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
- มี ปุ่มสำหรับหมุนเวียนน้ำ สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ สูงสุด 20 ลิตร/นาที
- มีระบบป้องกันการทำงานเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดความจุ 15 ลิตร
- ภายในเป็นถังสแตนเลสระบบปิด
- ภายนอกโลหะพ่นสี Powder coating
- คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/3 Hp
- ขนาดภายนอก 41 x 45 x 85 cm
- ใช้ไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1ปี
- ผลิตกันต์ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

อุปกรณ์เสริม

- โคงสร้างสแตนเลส
- คอมเพรสเซอร์ 1.5 Hp

