

อ่างน้ำร้อนเย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Laboratory and Medical Cooling bath

Brand : ESD Model : WCH-D22

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital on-off Controller
- แสดงผลอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข ดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ตั้งแต่อุณหภูมิ 4 °C - 80 °C
- ขดลวดทำความเย็น อยู่ภายนอกอ่างน้ำ ขดลวดทำความร้อนอยู่ภายใน
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
- มีระบบป้องกันการทำงานเมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดความจุ 20 ลิตร
- อ่างสแตนเลสขนาด 30 x 30 cm พร้อมฝาปิด
- ภายนอกโลหะพ่นสี Powder coating
- คอมเพรสเซอร์ขนาด 1/3 Hp
- ฮีตเตอร์ขนาด 2000 watt
- ขนาดภายนอก 45 x 45 x 100 cm
- ใช้ไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1ปี
- ผลิตกันผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485

อุปกรณ์เสริม

- โครงสร้างสแตนเลส
- ชุดควบคุม PID control
- ป้อนน้ำป้อนสำหรับหมวนเวียนน้ำ
- แคลมป์ยึดขวด
- ตะแกรง-ตะกร้า สำหรับใส่งาน

