

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และการแพทย์

High-Precision Laboratory and Medical Refrigerator

Brand : ESD Model : CID-03B

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Controller PID ให้ความแม่นยำสูง
- สามารถแสดงค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้และค่าอุณหภูมิที่แท้จริงเป็นตัวเลข Digital
- ความละเอียดอุณหภูมิ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ค่าความแม่นยำ $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- สามารถตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิได้ 2°C ถึง 8°C ใช้งานง่าย
- มีระบบกระจายอุณหภูมิภายในตู้ตู้โดยใช้พัดลม ทำให้ได้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ ทั่วทั้งตู้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- มีระบบป้องกันการทำงานเมื่อเครื่องมีการทำงานผิดปกติ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดภายนอก กว้าง x ลึก x สูง : 600 x 580 x 1530 mm
- ขนาดภายใน กว้าง x ลึก x สูง : 524 x 452 x 1120 mm
- ความจุ 256 ลิตร
- ฮีทเตอร์ให้ความร้อน ขนาด 100 วัตต์
- คอมเพรสเซอร์ขนาด 1/4 แรงม้า
- ประตู 1 ประตู เปิดหน้า
- ใช้ไฟฟ้า 220 V, 50 Hz
- น้ำยาทำความเย็น NON CFCs
- ฉนวนป้องกันการความร้อน Polyurethane
- จำนวนชั้นวางของ 3 ชั้น ปรับระดับได้
- น้ำหนักสุทธิ 60 kg
- รับประกัน 1 ปี
- ผลิตกันซ์ผลิตในประเทศ ผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO13485
- สอบเทียบตามการรับรองมาตรฐาน ISO17025

ตัวเลือก

- ประตูกระจกใส Model CID-03BGP
- ประตูทึบ Model CID-03BAP
- อุปกรณ์เสริม ชั้นวาง ชุดบันทึกข้อมูล ไฟสัญญาณเตือน

